

V E N D A S  
Y T A P E S



## TAPE NEUROMUSCULAR KINDMAX

El uso del Tape Kindmax permite que el musculo lesionado consiga separarse de la piel creando un mayor espacio entre ambos, como consecuencia disminuye el dolor y mejora el drenaje linfático, expulsando productos de desecho derivados de la lesión.



## TAPE KINESIOLÓGICO SD MED

El Tape es un vendaje elástico y adhesivo para uso principalmente deportivo, utilizado por médicos, kinesiólogos, fisioterapeutas y quiroprácticos alrededor del mundo para tratar lesiones de los sistemas articular, muscular y nervioso.




## TAPE KINESIOLÓGICO 2,5 CM X 5 MT

La aplicación de esta cinta permite aliviar el dolor y espasmo muscular, ayudando a aumentar la movilidad y disminuir los tiempos de recuperación después de una lesión, entre otros.



## TIJERAS KINDMAX PARA TAPE

Las tijeras kindmax permiten realizar cortes más precisos, lo que es una gran ventaja en las aplicaciones que requieren una mayor cantidad de vendaje y preparación cuidadosa por su dificultad (técnica linfática).



## LEUKOTAPE KINDMAX

Venda rígida de alta resistencia con adhesivo de óxido de zinc (asegura la adherencia, incluso con el sudor, el agua o el frío), por lo que es ideal para un vendaje femoropatelar y para técnicas de vendaje de espalda y el hombro. Medidas: 2,5 cm x 13,7 mt - 3,8 cm x 13,7 mt - 5 cm x 13,7 mt.



## TELA CHINA (TIPO LEUKOPLAST)

Fabricada en seda con masa adhesiva de óxido de zinc, proporciona alta adhesión permanente y resistente a la tensión, sistema de rasgado bidireccional. Además es permeable y repelente al agua y al vapor de agua.



### Formato caja

- 1,25 cm x 5 cm x 24 unidades
- 2,5 cm x 5 cm x 12 unidades
- 5 cm x 5 cm x 6 unidades
- 10 cm x 5 cm x 6 unidades

## CINTA CHINA (TIPO LEUKOPLAST)

La cinta china es adhesiva, incluye óxido de zinc y es ampliamente utilizada para prevenir lesiones, proteger y sanar heridas, cortes y raspaduras. Está diseñada para ser utilizada sin inconvenientes por un largo período de tiempo.



## VENDAJE KINDMAX PRE TAPE PROTEC

Úselo bajo cinta atlética o taping para ayudar a eliminar la irritación y las rozaduras de la piel. Puede utilizarse para asegurar compresas frías y vendas, sostener almohadillas, calcetines, parches, etc. Libre de látex.

